






◆設置条件

浴槽リム幅：50～120mm

浴槽リム面の高さ：350～550mm

洗い場：約400mm以上

※固定フックは浴槽内壁の曲がり（R）部を避けた位置に設置してください。

※ヘッドレスト付き浴槽の場合、背側への設置はできません。

◆他の福祉機器とのセット

- ・バスリフトとセットで使用できます（別途バスリフト接続キット：EWBP200が必要になります）
- ・バスボードと併用してセットすることはできません。

◆仕様一覧

座面：材質 ポリプロピレン/色 ウェルピンク

本体フレーム部：材質 アルミ

脚部構造：折りたたみ式

高さ調節：370～570mm（11段階調節）※座面高さは浴槽リム高さ+20mmです。

製品質量：3.4kg

JANコード：4940577032461

ご使用体重：100kgまで

その他注記：座位の保てない方は使用しないでください。

TOTO			単位 mm	名称 トランスファーボード
製図 酒井	検図 迫下 大神	日付 10.09.17	尺度 1:5	
備考				品番 EWB200