⚠警告

1人では使用しない

必ず介助者が付き添い、使用者の姿勢が 前後左右に傾かないように動作状況を 常に確認する


転倒してけがをしたり、おぼれたり、故障の際、 浴槽の中に閉じ込められる原因になります。




使用前に必ず下記を点検する

適切な点検がされないと、けがをしたり、おぼれる原因になります。


シートがシャフトに確実に はまっているか (左右すき間がないこと)



ワイヤーの被覆がはがれて いないか(左右、表裏)



内壁ストッパーが浴槽に 接しているか(左右)



EWP01366S